

FAA 固定液（70%乙醇）

500 mL

RT

产品简介：

FAA 固定液又称标准固定液或是万能固定液。适用于一般根、茎、叶、花药、子房组织切片。在植物形态解剖研究上应用极广。此固定液最大优点是兼有保存剂作用，但对染色体的观察效果较差。本试剂成分为 5%的福尔马林，5%的冰醋酸，90%的 70%乙醇。

包装内容：

产品货号	产品名称	规格
G1103	FAA 固定液(70%)	500 mL

保存条件：常温保存，12 个月有效。

操作说明：

将植物组织取下后用水冲洗干净，然后放入 FAA 固定液中，较大的组织需要切成小块再固定。一般在 FAA 固定液中固定 24h 以上。较小或者幼嫩组织可根据材料大小适当减少时间。